




Application Tunstall Assist



Tunstall Assist est une application pour les smartphones Android et iOS permettant au personnel de recevoir et gérer l'ensemble des alarmes provenant des systèmes d'appel infirmières Tunstall.

Fonctionnement

- Compatible avec CareCom Composio version 7.8.1 minimum
- Fonctionne à travers un réseau Wi-fi et 4G/5G
- Profil utilisateur avec identifiant de connexion et mot de passe
- Alarmes par type et codes couleurs différenciés
- Possibilité d'accepter ou de refuser les alarmes
- Informations patient notifiées lors de l'alarme : nom, numéro de chambre, numéro de téléphone, localisation, autres détails
- Plusieurs alarmes peuvent être reçues simultanément
- Possibilité d'intégrer des groupes d'appels
- Fonction PTI/DATI avec touche spécifique pour alerter ou association d'un médaillon d'alerte
- Localisation extérieure avec suivi en temps réel lors d'une alerte PTI/DATI

Caractéristiques techniques

Référence : LIC-ASSIST

Système exploitation : Android 2.3.0 ou Apple iOS 2.2.1 min

Taille : 35 MB

Langues : Français, Anglais

Pour plus
d'informations



tunstall.fr

