



Licence GAD

Affichage dynamique des alarmes

La licence GAD (Graphical Alarm Display) permet d'afficher les alarmes provenant des systèmes d'appels infirmières Tunstall sur n'importe quel écran disposant d'un accès réseau et d'un navigateur web.

Fonctionnement

- Compatible avec tout navigateur Web
- Une seule licence par serveur ou site
- Fonctionne à travers un réseau IP ou Wi-Fi
- Profil utilisateur avec identifiant de connexion et mot de passe
- Alarmes par type et codes couleurs différenciés
- Possibilité d'autoriser l'acquittement d'une alarme selon le profil
- Informations patient notifiées lors de l'alarme : nom, numéro de chambre, numéro de téléphone, localisation, autres détails
- Affichage des alarmes sur un plan
- Fonction « follow me » : suivi avec localisation des résidents ou patients lors d'un déclenchement d'alarme ou du personnel (PTI/DATI)
- Plusieurs alarmes peuvent être reçues simultanément

Caractéristiques techniques

Référence : LIC-GAD

Module Composio: GAD

Langues : Français, Anglais

Pour plus
d'informations



tunstall.fr