



Bouton SOS Mobile Gem4

Le Bouton SOS Mobile est un véritable ange gardien de poche, qui accompagne toutes les activités. Le déclenchement manuel ou le détecteur sensible à certaines chutes lourdes envoie une alerte. Son système GPS interne permet de pouvoir être localisé précisément.

Fonctionnement

- Bouton SOS pour lancer l'alerte manuellement
- Alerte automatique lors d'une détection de certaines chutes lourdes
- Connexion aux réseaux 2G, 3G et 4G
- Système de géolocalisation avec multiple technologies (LBS, GPS, BLE, WIFI)
- Haut-parleur et microphone intégrés pour communiquer en cas de besoin
- Réseau mobile GSM pour les appels vocaux, avec carte SIM intégrée
- Indicateurs LED (batterie, réseau, appel en cours...)
- Dispositif étanche (IP67)
- Temps de charge rapide (2 à 3 heures)
- Support de charge magnétique

Les + produit

- Un dispositif discret et léger

Caractéristiques techniques

Dimensions : 62 x 47,5 x 18 mm (L x l x p)

Réseau cellulaire : 1575,42 MHz

Puce GPS : MTK6625 (support AGPS)

Support : GPS/Glonass

Autonomie : Jusqu'à 5 jours (selon utilisation)

Batterie : Rechargeable, 3,7 V, 1000 mAh

Voltage : 5 V DC

Poids : 54 g

Pour plus
d'informations



tunstall.fr

