



Emetteur portatif W9

Porté en tour de cou ou en bracelet, l'émetteur portatif W9 permet d'envoyer un appel vers le personnel et de l'acquitter. Fonctionnant avec le système Tunstall CareCom, il peut être localisé pour différentes fonctions selon son usage.

Fonctionnement

- Transmission du nom du résident et de son dernier positionnement en cas d'appel
- Transmission d'une alarme avec le nom du résident et la localisation lors du franchissement d'une balise de contrôle de fugue
- L'acquiescement se fait simplement avec 1 pression longue ou 3 pressions courtes sur le cœur du médaillon
- Le médaillon est étanche, le résident peut l'utiliser pendant sa toilette
- Le médaillon se porte en bracelet ou en pendentif. Pour éviter les étranglements, le tour du cou est équipé de trois points qui se détachent en cas d'arrachement sur le pendentif
- Compatible avec le système de poignées intelligentes Tunstall



Kit de remplacement
livré en option

Caractéristiques techniques

- **Référence** : 02308820
- **Dimensions** : 36 x 13 mm
- **Indice d'étanchéité** : IP67
- **Type de pile** : 3V - CR 2450
- **Fréquence normée** : 869 Mhz
- **Poids** : 18 g
- Remplacement de la pile sans outil
- Kit de rénovation à neuf : coque inférieure et supérieure disponibles en accessoires complémentaires

Pour plus
d'informations



tunstall.fr



W346600507

Support avec pince vêtement pour médaillon W9



S52.652

Coque personnalisable pour médaillon W9 Bouton interieur **ROUGE**



2308820

Coque personnalisable pour médaillon W9 Bouton contour **ROUGE**



2308880

Coque personnalisable pour médaillon W9 Bouton contour **ORANGE**



2308860

Coque personnalisable pour médaillon W9 Bouton contour **NOIR**



2308870

Coque personnalisable pour médaillon W9 Bouton contour **VERT**



S52.654

Coque personnalisable pour médaillon W9 Bouton interieur **GRIS**



K2855

Kit de remise à neuf - Inclus pile, coque supérieure, coque inférieure - Livré par 5



PKTXB10

Pack de 10 bracelets sertis pour emetteur anti-fugue



S52.650

Anneau pour bracelet montre - Livré par 5



S52.651

Anneau pour bracelet collier - Livré par 5



S52.331

Bracelet élastique - Livré par 5



S52.333

Tour de cou en coton, 3 points de rupture anti-étranglement - Livré par 5



Z00840009

Bracelet sécurisé réutilisable pour W9 avec outil de déverrouillage