



Bloc de présence et d'appel avec buzzer

Unité d'appel étanche avec un bouton de présence vert avec voyant de rappel et un bouton d'appel rouge avec voyant de tranquillisation. Le voyant de tranquillisation change d'état lors d'un appel. Lorsque le mode présence personnel est activé, un appel d'assistance ou d'urgence est émis.

Fonctionnement

- Bouton de présence 1 vert avec voyant de rappel à LED vert
- Bouton d'appel rouge avec voyant de tranquillisation et de localisation nocturne à LED
- Un buzzer intégré signale des appels renvoyés et des appels généraux en cas de présence activée.
- Installation facile plug and play
- Des touches larges pour un appui plus simple
- Electronique intégrée pour le branchement au bus de chambre (RAN)
- Unité de présence et d'appel avec pattes de fixation sur la plaque. Plaque en métal à fixer sur une boîte d'encastrement, 1 place

Caractéristiques techniques

Couleur : Blanc studio, semblable à RAL 9016

Matériel du boîtier : Polycarbonate, verre

Courant au repos : 6,5 mA

Pour plus
d'informations



tunstall.fr

Référence	Nom du produit	Remarque
77 0219 00 A	Bloc de présence et d'appel avec ronfleur	Dimensions (HxLxP) : 91 x 91 x 36 mm
77 0219 00 C	Bloc de présence et d'appel avec ronfleur / Cadre en verre	Dimensions (HxLxP) : 107 x 107 x 36 mm
77 0219 00 F	Bloc de présence et d'appel avec ronfleur	Dimensions (HxLxP) : 80 x 80 x 36 mm

Accessoires à commander séparément : nous consulter.