



Comstation IP

La Comstation IP est une station de report tactile permettant de recevoir l'ensemble des alarmes provenant du système d'appel infirmière Flamenco IP par un affichage dynamique.

Elle est spécialement conçue pour l'affichage des appels dans un office infirmière en établissement.

Fonctionnement

- Application configurée
- Affichage de tous les types d'appels des chambres
- Phonie mains libres ou par combiné
- Réponse et traitement des appels
- Annonces de groupes sélectives : toutes les chambres, chambres en présences
- Gestion des concentrations de services
- Affichage des messages du système
- Affichage tactile SVGA large
- Montage mural ou sur table
- Manuel intégré

Caractéristiques techniques

Référence : W76060550

Récolution écran : 1024x600 - 7"

Dimensions : 130 x 60 X 30 mm

Alimentation : PoE / PoE+ ou alimentation secteur

Ports Ethernet : 1 RJ45 10/100 Mbps

Ports auxiliaires : Jack 3'5, USB, HDMI et carte SD

Température d'utilisation : 0 à 40°C

Pour plus
d'informations



tunstall.fr