



Manipulateur d'appel

Le manipulateur d'appel permet facilement d'émettre un appel en appuyant sur le bouton poussoir rouge, allumer les lumières et monter/descendre les volets roulants (option).

Fonctionnement

- 1 bouton d'appel
- 2 boutons pour la télécommande d'éclairage : lecture et ambiance (option)
- 2 boutons pour le contrôle des volets roulants (option)
- Fiche magnétique
- Voyant de tranquillisation et de localisation
- Marquage du bouton d'appel par symbole
- Surveillée contre les risques d'arrachage
- Entretien facile et désinfectable
- Protégée contre l'humidité
- Câble souple de 3 m avec fiche magnétique pour le raccordement au bloc d'appel mural avec prise
- Type de contact d'appel NO ou NF

Caractéristiques techniques

Référence : EMM1103

Dimensions : 130 x 60 X 30 mm

Matériau : ABS

Tension : 12v et 24v

Poids : 100 gr

Pour plus
d'informations



tunstall.fr