



Prise magnétique 6 fonctions NO/NF

La Prise Magnétique NO/NF avec ses 6 fonctions dont 1 dédiée à la détection d'arrachement, peut être utilisée sur les systèmes d'appel d'infirmier Tunstall : Flamenco, Concento et Carecom. Maintenance facile et Respect de l'environnement.

Fonctionnement

- Prise pour poire/manipulateur d'appel magnétique EMM11030x
- 1 à 2 Alarme(s) et/ou d'appel
- Commandes éclairage et volet roulant
- Détection d'arrachage /absence poire/manipulateur
- Prévoir module RAN pour bus de chambre Flamenco
- Prévoir cadre Mosaïc

Caractéristiques techniques

Référence : ERM111211

Nombre de borniers : 14

Tension : 12v et 24v

Dimensions sur cadre : 45 x 45 mm

Montage : Cadre Mosaïc M45 (Enc. ou Saillie)

Pour plus
d'informations



tunstall.fr